



BT-350

Modern felhasználóbarát antepartum fetal monitor

- ✘ 7"-os TFT color LCD monitor (800 x 480) : LCD típusnál
- ✘ 450 óra kapacitású páciens adat tárolás
- ✘ Nagy érzékenységű 9 kristályos 0.985 MHz-es transducer
- ✘ Vízálló szondák
- ✘ Beépített akkumulátor (opció)
- ✘ Központi monitorra köthető (RS-232 kapcsolat)
- ✘ Alaptartozékok: szondák, elektronikus esemény jelző, rögzítő pántok, gél és regisztrációs papír

Specifikáció

Ultrahang

- Multikristályos transducer
- Pulzus doppler
- Ultrahang frekvencia : 0.985 MHz
- Intenzitás : <math><10\text{mW}/\text{cm}^2</math>
- FHR tartomány : 50 ~ 240 bpm
- FHR pontosság : a tartomány $\pm 2\%$ -a
- Dual doppler
- Vízálló (IPX 7)

Méh összehúzódás (UC)

- Külső típus
- Frekvencia válasz : DC ~ 0.5 Hz
- Referencia (Nullázás) beállítás
- Mérési tartomány : 0 ~ 99 egység
- Vízálló (IPX 7)

Magzati mozgás (FM)

- Érzékelési mód : Ultrahang
- Kettős FM

Akusztikus stimulátor (AST) opció:

- Vibrációs funkció a magzat ébresztéséhez

Kijelző

- 7" -os TFT color LCD (LCD típus)
- Szívritmus
- Nyomtatási állapot kijelzés
- Regisztrációs sebesség : 1, 2, 3 cm/perc
- Auto Print 10, 20, 30, 40, 50, 60 perc
- Alarm be/ki állapotkijelző LED

Hangjelzések

- Doppler hangkijelzés hangerő szabályzóval
- HR (szívfrekvencia) hangkijelzés
- Nyomógomb aktiválás hangjelzés
- Nyomtató papír kifogyásának jelzése
- Szonda hiba jelzés
- Alacsony akkufeszültség kijelzése
- Alarm (riasztás) hangjelzés

Nyomtató

- Hőpapír tekercs (szélesség : 150mm)
- Regisztrációs sebesség : 1, 2, 3 cm/perc
- Regisztrációs kontraszt : 1, 2, 3 módok
- Automatikus regisztrálási idő : Ki, 10, 20, 30, 40, 50, 60 perc

Beállítások

- Alarm (riasztás) felső / alsó értéke
- Idő & dátum
- Nyomtatási kontraszt 1, 2, 3
- Nyomtatási sebesség & zoom (nagyítás)
- FHR hangerőszabályzó

Funkciók

- Esemény marker funkció
- UC referencia érték
- Zoom

Jel interfész

- RS-232C soros csatlakozó

Környezeti jellemzők


- Hőmérsékleti tartomány
- Üzemi : 10 ~ 45 °C
- Tárolási : -10 ~ 50 °C
- Relatív páratartalom
- Üzemi : 30 ~ 85%
- Tárolási : 20 ~ 95%

Elektromos jellemzők

- Áramellátás: 100 - 240VAC, 50/60Hz, kb. 80VA
- Akkumulátor (opció)

Opciók

- Készülékkocsi és fali rögzítő készlet



[LED típus]



SONARMED

1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31.

TEL. +36 (1) 203 75 81

FAX. +36 (1) 205 39 59

Email info@sonarmed.hu

www.sonarmed.hu