

see it all  
**MEDISON**


# ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKAI KÉSZÜLÉKEK

**-MySono 201 - az ultrahang-diagnosztika eleganciája**



A jövőt már most kezei között tarthatja. Hordozható, megfizethető és a digitális technika előnyeit bármely időben és körülmények között biztosítja az Ön számára.

Ergonómikus kivitele, gyors beüzemelési ideje olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat rejt magában, mint az érintőpaneles menüvezérlés, lehajtható, dönthető 6.4 inch-es nagyfelbontású TFT LCD monitor. A készülékhez nagy képátmérőjű (javasolt: 12", 15") VHS, non-interlaced és VGA külső monitorok is csatlakoztathatók.



### **Multifrekvenciás vizsgáló fejek**

Akár lineáris, convex vagy endocavitalis fejről van szó, mindegyik fej a rendelt frekvenciájától alacsonyabb ill. magasabb frekvencián alkalmazható aszerint, hogy mélyebb ill. felületesebb területeket kíván-e vizsgálni. A sokoldalú használhatóság mellett így csökken a pótlólagos fejek beszerzésének igénye.

### **ASIC technológia és digitális beamformer**

A SonoVet 2000 lelke egy ASIC (Application Specific Integrated Circuit) microprocessor, mely nagyobb testvérei digitális képalkotó képességeivel rendelkezik.

### **Egyéb szolgáltatások**

- **Osztott képernyő**
- **M-Mód**
- **32-képes Cine memória**
- **50 képes belső képmemória**



Demo és second hand ultrahang-diagnosztikai berendezések a [www.sonarmed.hu](http://www.sonarmed.hu) honlapon!

